

Incubateur Portable et Test Bactéries

Les tests Bactéries doivent être Incubés généralement à 30°C pendant au moins 48 heures. La période d'incubation et la température doivent être identiques pour chaque série de test afin d'obtenir une tendance fiable de l'évolution bactériologique.

FG-K21364-KW Incubateur portable
AS-K22628-KW Grille de rangement

- Temps de chauffe rapide.
- Gamme de température étendue pour le suivi d'une large variété de germes.
- Couvercle transparent pour l'observation immédiate des contaminations.
- Design compact, peut s'utiliser à plat ou être fixé en position murale.

Gamme Température : 30 – 45°C

Précision : +/- 0.5 °C

Alimentation : 220/240 V

Matière : ABS avec couvercle transparent en Polycarbonate

Capacité : 12 Tests Bactéries

Dimm. : 150 x 120 x 140 mm

Poids : 1,5 kg



Les Tests Bactéries s'utilisent en conjonction avec l'incubateur portable et permettent le suivi de la contamination bactériologique par observation visuelle de la prolifération des germes sur la gélose.

- Large surface de contact et de lecture
- Etui totalement hermétique à l'air
- Carte d'interprétation des résultats fournie

Test	Code
Bactéries totales aérobies (Boîte de 10 tests)	TTC
Bactéries totales aérobies / Levures & moisissures (Boîte de 10 tests)	RBS
Bactéries sulfato réductrices anaérobies (Boîte de 10 tests)	SRB
Bactéries totales aérobies / Coliformes Totaux (Boîte de 10 tests)	SC2
Bactéries totales aérobies/ Pseudomonas (Boîte de 10 tests)	TP
Bactéries réductrices de nitrites (Boîte de 10 tests)	NRB
Coliformes totaux / Streptocoques (Boîte de 10 tests)	STC



Water Kits Supply
Z.T. Pyrène Aéro Pôle
Téléport 3
65290 Juillan - FRANCE
TEL : +33 5 62 95 17 94
FAX: + 33 5 62 95 34 27
EMAIL: contact@water-kits.fr

MATÉRIELS ET REACTIFS D'ANALYSE

Test Solutions

Visiter notre site Web : www.water-kits.fr

